

2.- HOLTER DE EVENTOS

2.1.- Grabadora Digital DR 200/ E Holter de Eventos marca **NorthEast Monitoring, Inc.**



advancing Holter technology™



Holter de Eventos hasta 30 días:

- 1 y/o 2, canales ECG
- Cables especiales para reducción de artefactos
- Detección Automática de eventos
- Pantalla visualización
- Preparada para la transmisión telefónica de eventos
- Cables de 2 o 3 latiguillos
- Hasta 30 días con la misma batería
- Selección automática de la mejor muestra
- Cumple requisitos EC-38 secciones ANSI/AAMI
- Programa específico para Holter de Eventos.

2.2.- PROGRAMA **LX Event** para análisis eventos **NorthEast Monitoring, Inc.**



advancing Holter technology™



- Detección automática de eventos.
- Tarjeta de memoria SD para descarga directa al ordenador.
- Mediciones con 10 cursores (P,I,Q,R1,R2,S,ST,T,X,Y) para el cálculo automático de cinco parámetros (PR,QRS,QT,SR,HR), para un informe más preciso.
- Compatible con otros Holter de eventos trans-telefónicos mediante unidad de interface acústica telefónica, TIU.